物理实验预习报告

实验名称:	惠斯登电桥	
指导教师:	宋斌	

 班级:
 机械 2402

 姓名:
 叶畅飞

 学号:
 3240103132

实验日期: 2025 年 10 月 28 日 星期 二 下午

浙江大学物理实验教学中心

一、 预习报告(10分)

1. 实验综述 (5分)

(1). 实验现象:

惠斯登电桥是一种用于测量电阻的电路,通过调节电桥的平衡状态,可以精确测量 未知电阻值。在电桥未平衡时,由于电桥对角线两点电势不等,流经检流计的电流导致 指针偏转;通过调节可变电阻的阻值,逐渐减少检流计中的电流,当电桥达到平衡状态 时(即对角线两点电势相等),流经检流计的电流恰好为零,指针精确地回到零位,此 时即可根据平衡条件进行电阻值的精确测量。

(2). 实验原理

I) 惠斯登电桥测量电阻的原理

原理图如图 1 所示。当 S 闭合且通过检流计 G 的电流为零时,电桥达到平衡状态。此时通过 R_1 和 R_x 的电流均为 I_1 ,通过 R_2 和 R_s 的电流均为 I_2 。因此有:

$$\begin{aligned} U_{AB} &= I_1 R_1 = I_2 R_2 = U_{AD} \\ U_{BC} &= I_1 R_x = I_2 R_s = U_{DC} \end{aligned} \tag{1}$$

于是

$$R_x = \frac{R_1 R_s}{R_2} \tag{2}$$

该式即为惠斯登电桥的平衡条件。通过调节 R_s 的阻值,使电桥达到平衡状态,即可计算出未知电阻 R_r 的阻值。




图 1 惠斯登电桥电路图

II) 交换法减小自组电桥系统误差

在实际测量中,若检流计的灵敏度够高,则系统误差主要由电阻的误差决定。为了减小这些系统误差,可在电桥平衡后,交换 R_x 和 R_s 的位置重新测量。设 R_s 变为 R_s' 时电桥重新平衡,则:

$$R_x = \frac{R_2 R_s'}{R_1} \tag{3}$$

式(2)和式(3)相乘可得:

$$R_x = \sqrt{R_x R_x'} \tag{4}$$

这样就消除了 R_1 和 R_2 的误差对测量结果的影响,只要选用精度较高的标准电阻箱 R_s ,即可获得系统误差较小的测量结果。

III) 电桥灵敏度

定义 ΔR_s 为电阻箱 R_s 的变化量, Δd 为待测电阻的相对改变量(实测中用 $\frac{\Delta R_s}{R_s}$ 代替 $\frac{\Delta R_x}{R_x}$) 引起的检流计指针偏转格数,则电桥的灵敏度 S 定义为:

$$S = \frac{\Delta d}{\frac{\Delta R_x}{R_x}} = \frac{\Delta d}{\frac{\Delta R_s}{R_s}} \tag{5}$$

IV) 电阻不确定度计算

(1). 电阻箱 R_s 的不确定度 ΔR_s 由电阻箱的精度等级决定,设 m 为电阻箱的总转盘数,则:

$$\Delta R_s = \pm (0.001 R_s + 0.002 m) \tag{6}$$

(2). 电桥灵敏度引起的电阻不确定度 $\Delta S = \frac{0.2R_s}{S}$:

所以:

$$\begin{split} u(R_x) &= \frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_s}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{R_s}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(0.001 + 0.002 \frac{m}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2} \end{split} \tag{7}$$

2. 实验重点(3分)

- (1). 理解惠斯登电桥在平衡状态下(检流计电流为零)桥臂电阻之间满足的比例关系。
- (2). 掌握通过调节标准电阻箱实现电桥平衡的方法,以及交换法减小系统误差的原理。
- (3). 学会计算电桥灵敏度及其对测量结果不确定度的影响。

3. 实验难点(2分)

- (1). 精确调节标准电阻箱以实现电桥平衡,确保检流计指针回到零位。
- (2). 准确计算电阻不确定度,特别是在考虑电桥灵敏度对测量结果的影响时。
- (3). 理解并应用交换法减小系统误差的原理,以提高测量精度。